

# XEIPO - 1000

QMG





## **MISIÓN**

Ofrecer al sector salud de México, equipos, accesorios e instrumentos médicos con las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad de entrega.

## **VISIÓN**

Alcanzar liderazgo y prestigio en el sector donde nos desarrollamos ampliando nuestra área de trabajo y participación.

## **VALORES**

Honestidad.  
Responsabilidad.  
Compromiso.  
Integridad.  
Perseverancia.

## **SOBRE NOSOTROS**

Somos una empresa 100% mexicana, ofrecemos equipo médico de alta gama.

Nos especializamos en la fabricación y ensamble de ventiladores de cuidados intensivos, unidades de electrocirugía y monitores de signos vitales.

## **CALIDAD**

En QMG MÉDICA buscamos producir nuestro equipo de manera excelente, con compromiso y responsabilidad, sabiendo que nuestro equipo es indispensable para preservar la salud física de todos.

## **PROFESIONALISMO**

Somos tu mejor opción, pues estamos comprometidos con otorgar un servicio de calidad, brindando atención y seguimiento en todas las entregas de nuestros equipos, así como a las observaciones de nuestros clientes.

# CARACTERÍSTICAS

## **FÁCIL DE USAR**

Con el uso de la pantalla táctil es fácil seleccionar el menú, las funciones de operación y la salida de radiofrecuencia, de igual manera se pueden seleccionar mediante los botones en la parte frontal del equipo.

## **PRECISO**

El equipo es controlado por un microprocesador, el cual permite estabilizar la salida y tener un manejo más controlable y seguro.

# XEIPO-1000

La unidad de Electrocirugía XEIPO -1000 es un dispositivo útil para realizar una operación médica como corte y coagulación usando corriente de alta frecuencia.



- CORTE PURO (BLEND 1- 3)
- COAGULACIÓN EN SPRAY
- COAGULACIÓN POR CONTACTO
- COAGULACIÓN BIPOLAR
- FÓRCEPS BIPOLAR
- CORTE BIPOLAR
- BLEND BIPOLAR

## **PRÁCTICO**

La pantalla táctil se puede desactivar, y el equipo proporcionará las funciones necesarias para realizar una operación; corte puro, coagulación, y coagulación bipolar, y el pedal permite realizar las funciones de corte y coagulación.

## **SEGURO**

Sus diferentes funciones se pueden distinguir por el sonido y diversos indicadores visuales, Si el área entre el paciente y la placa no es apropiada, el equipo alertará con diversas alarmas de precaución y detención para prevenir accidentes.

## **CONFIABLE**

La Xeipo-1000 cuenta con alarmas que se pueden ajustar durante la operación al nivel apropiado por el usuario, y el valor de salida seleccionada se mostrará al volver a activar el dispositivo después de apagarlo.

# ACCESORIOS

- Pedal doble
- Pedal sencillo
- Lápiz de doble botón desechable
- Lápiz monopolar reutilizable
- Cable para placa de retorno de paciente
- Cable de pinza bipolar
- Placa de retorno del paciente desechable
- Cable de corriente
- Pinza bipolar (bayoneta, o angular o recta)
- Electrodo (en forma de cuchillo, o aguja, o aguja angular, bola o asa)
- Cable de conexión a tierra
- Placa de retorno del paciente reutilizable





Empresa certificada ISO 9001:2015

Empresa certificada ISO 13485:2016

Registro Sanitario No. 1205E2024 SSA

Este catálogo fue impreso en el Estado de México, copia controlada.  
Como los productos se mejoran incesantemente, el producto real puede diferir de las descripciones, especificaciones y las imágenes de estas publicaciones.

[www.qmgmedica.com](http://www.qmgmedica.com)

Teléfono:  
55 5874 9214

Correo:  
[ventas@qmgmedica.com](mailto:ventas@qmgmedica.com)  
[servicio.tecnico@qmgmedica.com](mailto:servicio.tecnico@qmgmedica.com)

